



吸藥輔助腔(Spacer) 使用方法與注意事項

呼吸治療組製

藥物使用步驟

1. 將護蓋取下
Remove the cap



2. 檢查吸藥輔助腔
Check the spacer



3. 並卡入輔助腔
and Insert into Spacer



4. 按壓藥物，待 1-2 秒後
Press the inhaler, wait 1-2 seconds
確保面罩緊密貼合口鼻



5. 張口慢慢吸吐 20 秒 (約 5-6 口)
Breathe 5-6 times for about 20 seconds



- ★ 務必持續罩住口鼻，不可中途拿開。
 - ★ 包括吸吐氣皆需罩著。
- Inhale and Exhale both covered

如需再使用，等候
30 秒，重複步驟
3 到 5。



If you need to use it again,
wait 30 seconds and
repeat steps 3 to 5.

注意事項 (1)

漱口清潔：若吸入的藥物含有「類固醇」，使用後必須徹底漱口 (含水在喉嚨深處咕嚕後吐出)，以防止鵝口瘡。



注意事項 (2)

定期清洗：每週以溫水和中性洗劑泡洗，通風處晾乾，請勿使用刷子。

