



吸藥輔助腔(Spacer) 使用方法與注意事項

呼吸治療組製

藥物使用步驟


1. 將護蓋取下
Remove the cap



2. 檢查吸藥輔助腔
Check the spacer



3. 將噴霧劑搖 10 下，將壓力定量
吸入器卡入吸藥輔助腔後方。
Shake the inhaler 10 times, and
insert it into the back of the spacer.



4. 按壓藥物，待 1-2 秒後
確保面罩緊密貼合口鼻
Press the inhaler, wait 1-2 seconds
Ensure the mask covers mouth
and nose tightly



面罩緊密
貼合口鼻
Mask covers
mouth and
nose tightly

5. 張口慢慢吸吐 20 秒 (約 5-6 口)
Breathe 5-6 times for about 20 seconds



- ★ 務必持續罩住口鼻，不可中途拿開。
 - ★ 包括吸吐氣皆需罩著。
- Inhale and Exhale
both covered

如需再使用，等候
30 秒，重複步驟
3 到 5。



If you need to use it again,
wait 30 seconds and
repeat steps 3 to 5.

注意事項 (1)

漱口清潔：若吸入的藥物含有「類固醇」，使用
後必須徹底漱口 (含水在喉嚨深處咕嚕後吐出)，
以防止鵝口瘡。



注意事項 (2)

定期清洗：每週以溫水和中性洗劑泡洗，
通風處晾乾，請勿使用刷子。

